


# Kit BioBlock Advance

Sistema de controle da dor

Registro ANVISA N° 80371259010



O Kit BioBlock Advance é indicado nos procedimentos minimamente invasivos de viscosuplementação articular e bloqueio doloroso de nervos e gânglios com auxílio de ultrassom e estimulação.

## KIT BIOBLOCK ADVANCE – KBADVA001 – Sistema de controle da dor

Forma de Apresentação		
Código (REF)	Componentes	Quantidade
KBADVA001	CÂNULA 21G X 90 mm	01
	CÂNULA 21G X 140 mm	02
	CATÉTER EXTENSOR	01
	MANIFOLD	01
	SERINGA	01

O Kit é composto por 03 Cânulas, 01 Manifold, 01 Catéter extensor e 1 Seringa. Fornecido estéril por Óxido de Etileno (ETO), em embalagem primária e secundária do tipo PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME POLIÉSTER E POLIPROPILENO; Reembalada em embalagem terciária do tipo caixa cartonada.

### O produto é fornecido estéril.

O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR 15245 - Produtos para Saúde - Validação e Controle de Rotina de Esterilização por Óxido de Etileno.

---

## Contatos

---



bioteckimplants.com

Distribuidor