


MicroTeck

Perfurador para microfraturas

Registro ANVISA N° 80371259013



MicroTeck é um instrumento cirúrgico que tem por finalidade fazer microfraturas em lesões de cartilagem relativamente precoce, a camada superficial óssea nesta região é conhecida como osso subcondral, camada relativamente dura e sem fluxo de sangue para a finalidade da reconstrução da cartilagem, após a utilização do MicroTeck onde é permitido fazer furos mais profundos, acessando uma área ricamente vascularizada e gerar estímulo para que as células de sangue mais proteica cheguem a superfície e criem uma cartilagem nova.

Indicação de uso / Finalidade:

O produto MicroTeck é indicado no tratamento de lesões de cartilagem, podendo ser utilizada em qualquer articulação, porém é mais comum em articulações de joelho, tornozelo e ombro. Isso ocorre quando há uma pequena área (1 a 2 cm²) de cartilagem danificada (artrose não generalizada). A lesão de cartilagem articular pode acontecer por trauma direto, relativo a esportes, quedas ou micro traumas de repetição, fazendo que ocorra o desgaste da cartilagem lenta e progressivamente. O MicroTeck tem como finalidade gerar microfraturas na parte lesionada estimulando assim o crescimento de uma nova cartilagem.

Forma de Apresentação:

Código (REF)	Nome do Componente	Quantidade
PMICDE001	PERFURADOR RETO MICROTECK	01
PMICDE002	PERFURADOR 30° MICROTECK	02

O produto MicroTeck é composto por 01 Perfurador Reto ou 01 Perfurador Curvo de 30°. Cada modelo é comercializado individual e unitário, apresentado em embalagem primária do tipo embalagem tubular grau cirúrgico devidamente rotulada e em seguida acondicionada em embalagem final do tipo caixa cartonada, rotulada e lacrada.

O produto é fornecido estéril.

O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR 15245 - Produtos para Saúde - Validação e Controle de Rotina de Esterilização por Óxido de Etileno.

Contatos



bioteckimplants.com

Distribuidor