

Kit BioFlex Plus

Kit para descompressão Lombar

Registro ANVISA Nº 80371259019



O Kit Bioflex Plus é composto por um conjunto de instrumentais cirúrgicos que tem por objetivo auxiliar o cirurgião em procedimentos minimamente invasivos e endoscópicos na coluna vertebral. Fornece um método percutâneo seguro e eficaz. O Kit foi desenvolvido para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica cirúrgica. São instrumentos de uso único e concepção descartável, invasivos cirurgicamente por período transitório.

Kit BioFlex Plus - Apresentação

| Formas de Apresentação | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código (REF) | Componentes | Quantidade |
| KBIPLU004 | CÂNULA 16G x 180 mm | 01 |
| | FIO GUIA Ø 1,0 mm | 01 |
| | CANETA ATÓXICA | 01 |
| | RÉGUA ATÓXICA | 01 |
| | BROCA DIAMANTADA STK Ø 3.5 mm | 01 |
| | BROCA CORTANTE STK Ø 3.5 mm | 01 |
| | CÂNULA RPE08-40S | 01 |
| Código (REF) | Componentes | Quantidade |
| KBIPLU005 | CÂNULA 16G x 180 mm | 01 |
| | FIO GUIA Ø 1,0 mm | 01 |
| | CANETA ATÓXICA | 01 |
| | RÉGUA ATÓXICA | 01 |
| | BROCA DIAMANTADA RZK Ø 3.5 mm | 01 |
| | BROCA CORTANTE RZK Ø 3.5 mm | 01 |
| | CÂNULA RPE08-40S | 01 |
| Código (REF) | Componentes | Quantidade |
| KBIPLU006 | CÂNULA 16G x 180 mm | 01 |
| | FIO GUIA Ø 1,0 mm | 01 |
| | CANETA ATÓXICA | 01 |
| | RÉGUA ATÓXICA | 01 |
| | BROCA DIAMANTADA LTK Ø 3.5 mm | 01 |
| | BROCA CORTANTE LTK Ø 3.5 mm | 01 |
| | CÂNULA RPE08-40S | 01 |
| Código (REF) | Componentes | Quantidade |
| KBIPLU007 | CÂNULA 16G x 180 mm | 01 |
| | FIO GUIA Ø 1,0 mm | 01 |
| | CANETA ATÓXICA | 01 |
| | RÉGUA ATÓXICA | 01 |
| | BROCA DIAMANTADA STK Ø 3.5 mm | 01 |
| | BROCA CORTANTE STK Ø 3.5 mm | 01 |
| | CÂNULA RPE08-40R | 01 |
| Código (REF) | Componentes | Quantidade |
| KBIPLU008 | CÂNULA 16G x 180 mm | 01 |
| | FIO GUIA Ø 1,0 mm | 01 |
| | CANETA ATÓXICA | 01 |
| | RÉGUA ATÓXICA | 01 |
| | BROCA DIAMANTADA RZK Ø 3.5 mm | 01 |
| | BROCA CORTANTE RZK Ø 3.5 mm | 01 |
| | CÂNULA RPE08-40R | 01 |
| Código (REF) | Componentes | Quantidade |
| KBIPLU009 | CÂNULA 16G x 180 mm | 01 |
| | FIO GUIA Ø 1,0 mm | 01 |
| | CANETA ATÓXICA | 01 |
| | RÉGUA ATÓXICA | 01 |
| | BROCA DIAMANTADA LTK Ø 3.5 mm | 01 |
| | BROCA CORTANTE LTK Ø 3.5 mm | 01 |
| | CÂNULA RPE08-40R | 01 |

Os kits são fornecidos na condição estéril por Óxido de Etileno (ETO), em embalagem primária e secundária do tipo tubular grau cirúrgico e posteriormente acondicionadas em embalagem terciária do tipo caixa cartonada. Dentro da caixa cartonada acompanha 01 instrução de uso e 03 etiquetas de rastreabilidade.

Contatos



bioteckimplants.com

Distribuidor